

Equipos 2024

PBL


Power Band Light

DAS Medical Group

Tecnología en movimiento al alcance de todos

PBL

Las funciones del equipo son variadas y versátiles, diseñadas para abordar una amplia gama de necesidades estéticas y médicas en el cuidado de la piel. Este equipo utiliza tecnología avanzada de luz pulsada para tratar una variedad de condiciones dermatológicas, desde el envejecimiento cutáneo hasta lesiones pigmentadas y vasculares. Algunas de sus funciones clave incluyen el rejuvenecimiento facial, la eliminación de manchas solares y pigmentación irregular, la reducción de poros dilatados, el tratamiento de venas faciales y de las piernas, así como la mejora de la textura y la calidad de la piel. Gracias a su capacidad de personalización y precisión, el equipo se convierte en una herramienta imprescindible para dermatólogos y profesionales de la medicina estética en todo el mundo.



Componentes

- Consola
- Pieza de mano
- 5 filtros inteligentes
- 4 adaptadores de spot magnéticos
- Pedal

Ventajas

- Lámpara de una larga duración
- Adaptadores magnéticos
- Filtros inteligentes
- Sistema de enfriamiento ajustable
- Gran tamaño de spot y tratamiento rápido en movimiento.

Otras aplicaciones

- Lesiones vasculares cutáneas benignas
- Rejuvenecimiento de la piel
- Lesiones pigmentadas benignas
- Depilación
- Acné

Power Band Light: IPL de cuarta generación

Dispositivo IPL más potente del mundo. Establece un nuevo estándar en el tratamiento de afecciones de la piel, como: lesiones pigmentadas, lesiones vasculares y combate el envejecimiento de la piel a un nivel más profundo. La energía de la luz penetra justo debajo de la superficie de la piel teniendo como objetivo tanto la melanina como los vasos, el cuerpo naturalmente remueve el tejido dañado. El resultado: una piel más limpia, suave y de apariencia más saludable.



Trabaja a una frecuencia de luz de alta intensidad que proporciona calor a la piel. Estas cantidades controladas de calor son absorbidas por células y tejidos específicos. La luz está diseñada para dañar estas células con el fin de activar el sistema inmunológico de la piel para que se repare a sí mismo.

La piel eliminará estas células dañadas en la piel superficial, donde se desprenden naturalmente junto con otras células muertas.

Cualquier lesión vascular tratada se disipará lentamente en el transcurso de 10 a 14 días sin descamarse.

Power Band Light



Nombre	PBL
Tecnología	IPL
Filtros	640-950nm; 530-950nm; 530-750nm; 560-750nm; 420-520nm
Tamaño SPOT	15 x 45mm
Frecuencia	1 - 10Hz
Energía	IN MOTION: 1-15J/cm ² ST AMP: 1-50J/cm ²
Peso Consola	57 Kg
Dimensiones	47 x 47 x 109cm



[instagram.com/dasmedical.cl](https://www.instagram.com/dasmedical.cl)



+56991907085