

Equipos 2024

SPORTPLUCCS

NEO


DAS Medical Group

Tecnología en movimiento al alcance de todos

Sculptor Neo

Es un revolucionario dispositivo de tratamiento no invasivo para el contorno corporal con 2t tecnologías: Tecnología de ondas electromagnéticas focalizadas + RF (Radiofrecuencia). Desarrolla musculo, reduce la grasa y reafirma la piel en 30 minutos

Esta combinación de tecnologías permite resultados notables en la reducción de grasa y el aumento de la masa muscular, mejorando así la apariencia del cuerpo de manera natural y sin cirugía. Además, el tratamiento es rápido, cómodo y no invasivo, con pocas o ninguna molestia y sin necesidad de tiempo de recuperación.



Componentes

- Consola
- 4 aplicadores

Ventajas


- No invasivo
- Sin tiempo de recuperación
- Indoloro
- Solo 30 minutos por sesión

Aplicaciones

- Brazos
- Glúteos
- Abdomen
- Muslo anterior y posterior
- Pantorrillas

Ondas electromagnéticas + RF

El tratamiento utiliza la energía electromagnética de alta intensidad para inducir contracciones musculares supramáximas, lo que estimula el desarrollo muscular y mejora la fuerza y la definición muscular. Al mismo tiempo, la radiofrecuencia calienta selectivamente el tejido adiposo, aumentando la temperatura en las capas más profundas de la piel y provocando la apoptosis (muerte celular programada) de las células grasas.



En resumen, el equipo ofrece una solución efectiva y segura para esculpir el cuerpo y mejorar la musculatura, proporcionando resultados visibles y duraderos en la reducción de grasa y el fortalecimiento muscular.

Sculptor NEO



Nombre	Sculptor NEO
Tipo de energía	Electromagnética + Radiofrecuencia
Potencia máxima	13,0 Tesla \pm 20%
Frecuencia MAgnetica	Pulso bifásico simétrico, protocolo de tratamiento máximo de 150 Hz: modo automático y modo manual
Ciclo de tratamiento	30 minutos
Ancho de pulso	260 micro/segundo
Tamaño SPOT	12 x 12 mm/ 12 x 20mm/ 12x28mm/ 12x36 mm/5.6mm.
Dimensiones equipo	46 x 38 x 113cm
Peso	54Kg



[instagram.com/dasmedical.cl](https://www.instagram.com/dasmedical.cl)



+56991907085