

Equipos 2024

# PIDON S1-K12

Sistema laser dual de 1470nm + 980nm  
Nueva tecnología de lifting facial y lipólisis



**DAS Medical Group**

Tecnología en movimiento al alcance de todos

## ¿QUÉ ES EL LIFTING FACIAL + LIPOLISIS?

Es un procedimiento ambulatorio popular que utiliza tecnología laser de diodo para:

- Atacar el agua y la grasa
- Estimular la regeneración de colágeno
- Remodelar el rostro
- Eliminar la grasa
- Tensar la piel
- Recuperar el contorno facial

## ANTES / DESPUÉS



## ¿POR QUÉ ELEGIR EL LÁSER PARA EL LIFTING?

- Mínimamente invasivo, con anestesia local
- Resultados instantáneos visibles después de la hora de almuerzo
- Un solo tratamiento con efectos a largo plazo
- Combinable con todos los procedimientos estéticos.

## ¿POR QUÉ Pioon?



- **Alta resistencia**  
Cuerpo de aluminio duradero y hermoso diseño.



- **Actualizaciones de Wi-Fi**  
Actualización gratuita al software más reciente



- **Garantía**  
3 años para la unidad, 1 año para los accesorios



- **Asistencia técnica**  
Guarde y mire el video tutorial directamente en la pantalla HD



## ¿Por qué elegir 1470nm + 980nm?

A los procedimientos tradicionales de estiramiento facial de 1470 nm, les presentamos una longitud de onda de 980nm. El láser de 1470nm penetra profundamente en los tejidos de la piel, apuntando a la grasa y el agua profundas, estimulando el crecimiento de colágeno y los efectos tensores. mientras tanto, el laser de 980nm es ideal para tratar los tejidos superficiales y los vasos sanguíneos, reduciendo eficazmente los hematomas posoperatorios y los riesgos de complicaciones. al combinar las salidas de estas diferentes longitudes de onda, podemos mejorar sus respectivas fortalezas y lograr un resultado de tratamiento mas integral.

### Accesorios



Conjunto de fibra desnuda  
200µm, 300µm, 400µm,  
600µm, 800µm, 100µm



Pieza de mano para liposucción  
Longitud: 100nm, 150nm,  
200nm, 250nm, 300nm.



Pieza de mano para liposucción  
Longitud: 100nm, 150nm,  
200nm, 250nm, 300nm.



Pieza de mano para lifting facial  
(fibra de poliimida)

Adecuada para fibra de  
200-600 um  
Longitud: 2m

# S1-K12



<b>LONGITUD DE ONDA</b>	980 ± 10nm + 1470 ± 30nm
<b>POTENCIA MÁXIMA</b>	20W ± 2W
<b>ANCHO DE PULSO</b>	10-25000MS/1-25S
<b>PANTALLA SOFTWARE</b>	Pantalla táctil vivida de 7HD/sistema operativo inteligente
<b>HAZ DE PUNTERIA</b>	Rojo 650nm <2mW
<b>SISTEMA DE ENFRIAMIENTO</b>	Sistema de enfriamiento por aire
<b>CONEXIÓN DE FIBRA</b>	>200um con conector SMA905 estándar
<b>MODO DE FUNCIONAMIENTO</b>	Modo continuo/modo de pulso
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	18VDC 5A
<b>CAPACIDAD DE LA BATERIA</b>	3500mAh
<b>PESO</b>	2KGNW
<b>DIMENSIONES (L*W*H)</b>	218mm*147mm*155mm



[instagram.com/dasmedical.cl](https://www.instagram.com/dasmedical.cl)



+56991907085