


Equipos 2024



EMTIME


DAS Medical Group

Tecnología en movimiento al alcance de todos

EM Time

Es una innovadora herramienta de belleza que utiliza la tecnología de Estimulación Muscular Electromagnética más radiofrecuencia para tonificar y rejuvenecer el rostro.

Una de las características más destacadas del EM Time es su capacidad para dirigirse a áreas específicas del rostro, lo que permite un tratamiento personalizado según las necesidades individuales del paciente. Además, el dispositivo suele contar con varios programas preestablecidos diseñados para abordar una gran variedad de preocupaciones comunes de la piel facial, como la flacidez, las líneas de expresión y la falta de elasticidad.



Componentes

- 6 parches de tratamiento
- 1 placa negativa
- Consola

Ventajas

- No invasivo
- Solo 20 minutos
- Sin downtime
- Operador independiente

Aplicaciones

- Arrugas
- Pérdida de densidad muscular
- Pérdida del tono muscular

2 Tecnologías en 1 solo tratamiento

Em time trabaja en la estructura del rostro desde adentro hacia afuera apuntando a las capas faciales con tecnología sofisticada de vanguardia. Restaura y eleva el soporte de los tejidos faciales estimulando selectivamente los músculos, aumentando la densidad y calidad de la estructura muscular, mejorando la estructura facial mientras que simultáneamente remodela y suaviza la piel aumentando las fibras de colágeno y elastina, lo que resulta en una reducción de las arrugas y líneas finas mientras aprieta la piel. Con el tratamiento Em Time, podrá disfrutar de beneficios duraderos y una apariencia rejuvenecida, levantada, tonificada y fortalecida



Em Time apunta a levantar los músculos frontales, las comisuras de la boca, los músculos cigomáticos mayores y menores, adaptando los contornos de la cara de cada paciente, activando y fortaleciendo estos músculos individualmente. Mientras tanto, temperaturas específicas inducen el crecimiento de nuevo colágeno y elastina para resistir el envejecimiento. Los efectos combinados restauran y elevan el soporte de los tejidos faciales, lo que lleva a una mejora general del aspecto facial.

EM Time



Nombre	Em Time
Tipo de energía	HIFEM + RF
Tiempo de tratamiento	20 minutos
Peso	41.5 Kg



[instagram.com/dasmedical.cl](https://www.instagram.com/dasmedical.cl)



+56991907085